

V A D E M É C U M


Productos



COMPRESIÓN PREVENTIVA
COMPRESIÓN NORMAL
COMPRESIÓN FUERTE
MOVILIDAD
SPORT
CALZADO PROFESIONAL
PODOLOGÍA
BOTIQUÍN

medilast®

Expertos en prendas de compresión



MEDILAST® ES LA MARCA PIONERA EN ESPAÑA EN INNOVACIÓN DE PRODUCTOS DE COMPRESIÓN PARA PATOLOGÍAS VENOSAS Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN TRAUMATOLÓGICA.

CONTAMOS CON UN AVANZADO SISTEMA DE PRODUCCIÓN PROPIA QUE NOS PERMITE OFRECER LA GAMA MÁS COMPLETA DEL MERCADO DE PRENDAS DE COMPRESIÓN NOS AVALAN 50 AÑOS DE TRAYECTORIA Y MÁS DE 45 REFERENCIAS MEDICAMENTE TESTADAS QUE CUMPLEN RIGUROSAMENTE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD MÁS EXIGENTES DEL MUNDO.

ÍNDICE


| | |
|----------------------------------|----|
| ■ INTRODUCCIÓN | 4 |
| ■ COMPRESIÓN PREVENTIVA | 8 |
| ■ COMPRESIÓN NORMAL | 18 |
| ■ COMPRESIÓN FUERTE | 24 |
| ■ ORTOPEDIA | 28 |
| ■ MOVILIDAD | 30 |
| ■ SPORT | 34 |
| ■ POSSTER® BY MEDILAST® | 36 |
| ■ PODOLOGÍA | 40 |
| ■ BOTIQUÍN | 44 |
| ■ MATERIAL DE APOYO PUBLICITARIO | 48 |
| ■ REDES SOCIALES | 53 |

EL SISTEMA VENOSO

El sistema venoso es el encargado de conducir la sangre hacia el corazón.

Las venas, a diferencia de las arterias que sí poseen paredes musculares, son incapaces de impulsar la sangre por sí mismas, de modo que en las extremidades inferiores, se necesita que el sistema de bombeo de válvulas funcione correctamente.

Cuando las válvulas no cierran bien, parte de la sangre se acumula en las piernas atraída por la gravedad, momento en el que se inicia la Insuficiencia Venosa Crónica (IVC), llamada popularmente *problemas de circulación*.



LAS VARICES

Hablamos de varices cuando nos referimos a las venas que tienen alteraciones que dificultan el correcto flujo sanguíneo. Aparecen con mucha frecuencia en las mujeres y se acentúan con la edad, aunque también existen factores hereditarios y causas relacionadas con la obesidad, los hábitos posturales y el embarazo. Se reconocen en principio por la coloración azulada que aparece en la piel, pero se suelen manifestar, además, con los siguientes síntomas:

- Dolor poco intenso pero constante y sensación de calor que se acentúa al estar mucho tiempo de pie.
- Sensación de piernas dormidas, hormigueo y calambres nocturnos.

Es importante recordar que la intensidad del dolor no es proporcional a la gravedad de las afecciones. En muchas ocasiones, quienes presentan varices pequeñas sufren más que las personas con varices en estado más avanzado.

CONSEJOS ANTIVARICES PARA SUS CLIENTES


- Evitar estar muchas horas de pie o sentado.
- En caso de trabajos sedentarios, levantarse cada hora y dar un pequeño paseo de unos 3 minutos.
- Evitar la ropa muy ajustada, los tacones y las fuentes directas de calor.
- Hacerse un masaje al final de la jornada.
- Usar habitualmente calcetines o medias de compresión preventiva.

¿A QUIÉN PUEDO ACONSEJAR PRENDAS DE COMPRESIÓN?


El consejo farmacéutico puede ayudar a muchas personas a descubrir los beneficios de las prendas de compresión.

- Mujeres embarazadas (calcetines, medias o pantys pre-mamá)
- Personas que por su trabajo pasan muchas horas de pie o sentados (calcetines o medias)
- Clientes que adquieren productos venotónicos o cremas para piernas cansadas
- Personas que van a viajar.


EJERCICIOS RECOMENDADOS




Siéntate con los pies descalzos sobre el suelo, levanta rápidamente los dedos y el talón de cada pie.



Recuéstate sobre la espalda y haz la bicicleta durante un minuto.



Ponte de puntillas y vuelve a reposar sobre los talones. Repite el ejercicio doce veces.



Recostada, levanta las piernas y con movimientos circulares mueve los pies en ambos sentidos. Realiza diez giros en cada dirección.

Dado que el dolor no se corresponde siempre con la gravedad, es aconsejable recomendar una visita al médico en las siguientes circunstancias:

- Si siente a menudo la sensación de piernas cansadas, dolor o hinchazón.
- Si se pertenece a un grupo de riesgo.
- Si hay varices con heridas abiertas o úlceras venosas.
- Si hay hinchazón dolorosa, roja, caliente y con relieve en una vena.

LAS PRENDAS DE COMPRESIÓN

La terapéutica de compresión como parte del tratamiento de enfermedades venosas, es uno de los métodos más antiguos y eficaces que existen. Las prendas de compresión han sido sometidas a diversos estudios clínicos a lo largo de muchos años con resultados altamente satisfactorios¹

TIPOS DE COMPRESIÓN

La **COMPRESIÓN PREVENTIVA**, va dirigida a aquellas personas que tienen riesgo de sufrir varices, por padecer sobrepeso, estar de pie habitualmente o estar embarazada y que presentan piernas cansadas, dolor o hinchazón leve y varículas o arañas vasculares.

La **COMPRESIÓN NORMAL**, indicada para pacientes que ya han desarrollado varices y/o presentan piernas cansadas, dolor o hinchazón moderada y tendencia a hematomas. También es la que se recomienda a pacientes que van a hacer un viaje largo.

Por último, la **COMPRESIÓN FUERTE**, está indicada para personas que presentan patología grave con varices, edema desde el inicio del día, así como gente que se ha sometido a operaciones de cirugía venosa o ha sufrido úlceras graves.

Compresión PREVENTIVA

15 a 21 mmHg
Clase I

Indicaciones:

- Prevención de varices.
- Eficaz acción de descanso.
- Hinchazón de piernas.

Compresión NORMAL

22 a 29 mmHg
Clase II

Indicaciones:

- Presencia de varices y/o edema moderado.
- Postoperatorio de cirugía venosa.
- Tratamiento de úlceras venosas (evita recurrencias).
- Tromboflebitis superficial.
- Presencia de varices durante el embarazo.

Compresión FUERTE

30 a 40 mmHg
Clase III

Indicaciones:

- Presencia de varices y/o edema severo.
- Síndrome postrombótico.
- Postoperatorio de cirugía venosa.
- Tratamiento de úlceras venosas (evita recurrencias).
- Secuela postflebítica.
- Linfedema (Fase I).

CONSEJOS PARA UNA CORRECTA COLOCACIÓN DE LAS MEDIAS DE COMPRESIÓN

Colocarse las medias elásticas de compresión decreciente puede resultar algo más difícil que las normales. Lo ideal sería colocárselas por la mañana, cuando las piernas están menos hinchadas. Si habitualmente toma una ducha al levantarse, procure no estar demasiado tiempo bajo el agua caliente y al terminar, pase un chorro de agua fría por las piernas, desde los tobillos hasta las caderas. Si puede reposar de 5 a 10 minutos con los pies en alto antes de colocarse las medias mucho mejor.



1. De la vuelta a la media hasta sobrepasar el talón.



2. Introduzca el pie en la puntera teniendo en cuenta que el talón quede bien colocado en la parte inferior.



3. Lleve la media hasta el empeine y empuje la zona del talón hacia arriba superando esa zona y llegando al tobillo.



4. Deslizado media sobre media, vaya ascendiendo hasta tener toda la media colocada.



5. Con la palma de la mano deslice el tejido hacia arriba para que quede perfectamente distribuido.


PUNTOS DE MEDICIÓN

PARA LA CORRECTA DISPENSACIÓN DE LAS MEDIAS ES IMPRESCINDIBLE SELECCIONAR BIEN LA TALLA.

Para la correcta dispensación de las prendas de compresión, es imprescindible ayudar al cliente a seleccionar bien la talla.

Las letras del gráfico adjunto indican los puntos en los que tenemos que medir el perímetro: tobillo (**b**), pantorrilla (**c**) y muslo (**f**).

- En media corta y calcetines, solo tendremos que medir los puntos **b** y **c**.
- En medias largas y pantys, hay que medir los puntos **b**, **c** y **f**.



LÍNEA FÁCIL COLOCACIÓN

NOVEDAD

Fabricada en microfibra que proporciona al tejido mucha esponjosidad. Facilita la colocación y confort de la prenda. Gracias a su forma anatómica y a su tejido ultrasuave y sin costuras, las medias de compresión preventiva de fácil colocación, te garantizan total comodidad durante todo el día. Compresión preventiva de clase I (15 a 21mmHg).

Muy recomendable para viajes largos (previene del síndrome de la clase turista) y para personas que pasan mucho rato de pie o sentadas en su entorno laboral.

Perfectas para prevenir varices y piernas cansadas sin renunciar a tu look

- + Elásticas
- + Tendencia
- + Cómodas
- + Tacto sedoso
- Roturas y carreras



Ref. 411 MEDIAS CORTAS PARA PIERNAS CANSADAS DE FÁCIL COLOCACIÓN

Tejido ultrasuave y con más opacidad, perfecta para combinar con pantalón. **Previene la aparición de varices y evita las piernas hinchadas.** Piernas más descansadas, ligeras y sanas. Muy fáciles de poner y gran sensación de confort gracias a su tejido tramado y a su composición de microfibra. Colores beige y negro. Presentación en pares.

Composición: Poliamida 75%, Elastano 25%

| CÓDIGO | | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | |
|--------|--------|-------|--------------------|-----------------|
| Beige | Negro | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) |
| 184075 | 184091 | S | 21-24 | 32-36 |
| 184076 | 184092 | M | 24-27 | 36-40 |
| 184078 | 184094 | L | 27-30 | 40-43 |
| 184079 | 184095 | XL | 30-33 | 43-46 |

Perímetro de los puntos indicados en cm. Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€



| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>BEIGE TALLA S</p> <p>8 470001 840752</p> | <p>BEIGE TALLA M</p> <p>8 470001 840769</p> | <p>BEIGE TALLA L</p> <p>8 470001 840783</p> | <p>BEIGE TALLA XL</p> <p>8 470001 840790</p> |
| <p>NEGRO TALLA S</p> <p>8 470001 840912</p> | <p>NEGRO TALLA M</p> <p>8 470001 840929</p> | <p>NEGRO TALLA L</p> <p>8 470001 840943</p> | <p>NEGRO TALLA XL</p> <p>8 470001 840950</p> |



Ref. 421 MEDIAS LARGAS PARA PIERNAS CANSADAS DE FÁCIL COLOCACIÓN

Tejido ultrasuave y con más opacidad. Con blonda femenina y tira de silicona para evitar que se caiga la prenda. **Previene la aparición de varices y evita las piernas hinchadas.** Piernas más descansadas, ligeras y sanas. Muy fáciles de poner y gran sensación de confort gracias a su tejido tramado y a su composición de microfibra. Color beige y negro. Presentación en pares.

Composición: Poliamida 59%, Elastano 26%, Silicona 15%

| CÓDIGO | | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|--------|--------|-------|--------------------|-----------------|-----------|
| Beige | Negro | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 184097 | 184103 | S | 21-24 | 32-36 | 44-48 |
| 184098 | 184104 | M | 24-27 | 36-40 | 48-52 |
| 184099 | 184105 | L | 27-30 | 40-43 | 52-57 |
| 184100 | 184106 | XL | 30-33 | 43-46 | 57-60 |

Perímetro de los puntos indicados en cm. Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€



| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>BEIGE TALLA S</p> <p>8 470001 840974</p> | <p>BEIGE TALLA M</p> <p>8 470001 840981</p> | <p>BEIGE TALLA L</p> <p>8 470001 840998</p> | <p>BEIGE TALLA XL</p> <p>8 470001 841001</p> |
| <p>NEGRO TALLA S</p> <p>8 470001 841032</p> | <p>NEGRO TALLA M</p> <p>8 470001 841049</p> | <p>NEGRO TALLA L</p> <p>8 470001 841056</p> | <p>NEGRO TALLA XL</p> <p>8 470001 841063</p> |



Ref. 431 PANTY PARA PIERNAS CANSADAS DE FÁCIL COLOCACIÓN

Tejido ultrasuave y con más opacidad. **Previene la aparición de varices y evita las piernas hinchadas.** Piernas más descansadas, ligeras y sanas. Muy fáciles de poner y gran sensación de confort gracias a su tejido tramado y a su composición de microfibra. Color beige y negro.

Composición: Poliamida 75%, Elastano 25%

| CÓDIGO | | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|--------|--------|-------|--------------------|-----------------|-----------|
| Beige | Negro | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 184108 | 184113 | S | 21-24 | 32-36 | 44-48 |
| 184109 | 184114 | M | 24-27 | 36-40 | 48-52 |
| 184110 | 184115 | L | 27-30 | 40-43 | 52-57 |
| 184111 | 184116 | XL | 30-33 | 43-46 | 57-60 |

Perímetro de los puntos indicados en cm. Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€



| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>BEIGE TALLA S</p> <p>8 470001 841087</p> | <p>BEIGE TALLA M</p> <p>8 470001 841094</p> | <p>BEIGE TALLA L</p> <p>8 470001 841100</p> | <p>BEIGE TALLA XL</p> <p>8 470001 841117</p> |
| <p>NEGRO TALLA S</p> <p>8 470001 841131</p> | <p>NEGRO TALLA M</p> <p>8 470001 841148</p> | <p>NEGRO TALLA L</p> <p>8 470001 841155</p> | <p>NEGRO TALLA XL</p> <p>8 470001 841162</p> |

MEDIAS DE VERANO

CON LA LLEGADA DEL CALOR, AUMENTAN LAS MOLESTIAS EN LAS PIERNAS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN VENOSA. LAS MEDIAS DE VERANO MEDILAST® SON UNA OPCIÓN IDEAL Y MUY EFECTIVA PARA AYUDAR A ALIVIAR SÍNTOMAS Y A PREVENIR COMPLICACIONES.

INDICACIONES:

- Pesadez de piernas con ligero dolor e hinchazón.
- Ligeros problemas de varices o pequeñas arañas.
- Preventiva en personas con alto riesgo de desarrollar la patología venosa.


CARACTERÍSTICAS:

- Tejido extrafino muy transparente.
- Su puntera extrafina la hace duradera sin quitarle discreción.

FABRICADA CON FIBRAS NILIT® BREEZE

Una fibra inteligente que aporta:

- Sensación de Frescor.
- Protección UV.
- Suavidad al tacto.
- Disminuye la temperatura de la pierna en casi 1°C



Ref. 490 MEDIAS LARGAS DE VERANO PARA PIERNAS CANSADAS

Fabricada con fibras NILIT® BREEZE

Proporciona una gran **sensación de frescor**, gracias a la utilización de hilos con micropartículas de dióxido de titanio que baja la temperatura de la piel. **Protección UV. Suavidad al tacto. Disminuye la temperatura de la pierna en casi 1°C.**

Composición: Poliamida 69%, Silicona 15%, Elastano 16%

| CÓDIGO | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|---------------|-------|--------------------|-----------------|-----------|
| Beige | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 180365 | S | 20-22 | 32-40 | 41-56 |
| 180366 | M | 22-26 | 34-43 | 45-60 |
| 180367 | L | 26-30 | 37-46 | 47-62 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

BEIGE TALLA S



8 470001 803658

BEIGE TALLA M



8 470001 803665

BEIGE TALLA L



8 470001 803672



Ref. 491 PANTY DE VERANO PARA PIERNAS CANSADAS

Fabricada con fibras NILIT® BREEZE

Proporciona una gran **sensación de frescor**, gracias a la utilización de hilos con micropartículas de dióxido de titanio que baja la temperatura de la piel. **Protección UV. Suavidad al tacto. Disminuye la temperatura de la pierna en casi 1°C.**

Composición: Poliamida 80%, Elastano 20%

| CÓDIGO | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|---------------|-------|--------------------|-----------------|-----------|
| Beige | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 177096 | S | 20-22 | 32-40 | 41-56 |
| 177098 | M | 22-26 | 34-43 | 45-60 |
| 177099 | L | 26-30 | 37-46 | 47-62 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

BEIGE TALLA S



8 470001 770967

BEIGE TALLA M



8 470001 770981

BEIGE TALLA L



8 470001 770998





Ref. 222 CALCETÍN PARA PIERNAS CANSADAS ULTRA-ELÁSTICO

Compresión Preventiva 15 a 21 mmHg - Clase I

Antibacteriano y antiolor: Hilos de plata en todo el pie. Descanso: Compresión decreciente, mejora la circulación venosa. Efecto pies secos: Fabricado con tejido Clevertex®, absorbe el sudor. Tejido tupido, opaco y confortable. Color negro.

| CÓDIGO | TALLA |
|--------|-------|
| 192007 | Única |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

Composición:

Poliamida 69%, Poliamida con iones de plata 16%, Elastano 15%



NEGRO TALLA ÚNICA



EL CALCETÍN MÁS CÓMODO PARA TODOS

Para el Punto de venta:

Porque reduce todo el stock a una única talla y color.

Para el cliente:

- Porque ofrece COMPRESIÓN PREVENTIVA para piernas cansadas.
- Porque es un modelo UNISEX y de TALLA ÚNICA
- Por el efecto ANTIBACTERIANO Y ANTIOLOR de su hilo de plata.
- Por el EFECTO PIES SECOS del tejido Clevertex® que absorbe y evapora el sudor



Ref. 230 (A-D) CALCETÍN DE VIAJE

Compresión Preventiva 15 a 21 mmHg - Clase I

Evita el síndrome de la clase turista. Evita la hinchazón del tobillo. Tus piernas llegan ligeras a destino. Tejido muy fino, tipo ejecutivo. Color negro. Tejido tupido.

Composición: Poliamida 76%, Elastano 24%



| CÓDIGO | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | |
|--------|-------|--------------------|-----------------|
| | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) |
| 181717 | S | 21-23 | 34-36 |
| 181718 | M | 23-26 | 36-39 |
| 181720 | L | 26-29 | 39-42 |

Perímetro de los puntos indicados en cm. Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

NEGRO TALLA S



NEGRO TALLA M



NEGRO TALLA L



Ref. 295 (A-D) CALCETÍN PARA PIERNAS CANSADAS

Compresión Preventiva 15 a 21 mmHg - Clase I

Antibacteriano y antiolor: Hilos de plata en todo el pie. Descanso: Compresión decreciente, mejora la circulación venosa. Efecto pies secos: Fabricado con tejido Clevertex®, absorbe el sudor. Colores negro y marrón. Tejido tupido.

Composición: Poliamida 72%, Elastano 15%, Poliamida con iones de plata 13%



| CÓDIGO | Marrón | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | |
|--------|--------|-------|--------------------|-----------------|
| | | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) |
| 382275 | 382994 | S | 21-23 | 32-35 |
| 382960 | 383034 | M | 23-25 | 35-38 |
| 382978 | 383240 | L | 25-27 | 38-41 |
| 382986 | 383257 | XL | 27-30 | 41-46 |

Perímetro de los puntos indicados en cm. Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

NEGRO TALLA S



NEGRO TALLA M



NEGRO TALLA L



NEGRO TALLA XL



MARRÓN TALLA S



MARRÓN TALLA M



MARRÓN TALLA L



MARRÓN TALLA XL



¿CÓMO SE LOGRA EL EFECTO ANTIOLOR?

En Medilast® utilizamos hilo de plata en la fabricación de los calcetines antiolor ya que la plata es un anti-microbiano de amplio espectro capaz de neutralizar el mal olor provocado por el sudor y las bacterias.

Clevertex®, además, es un material que absorbe el sudor y lo transporta eficientemente a la zona externa del tejido logrando su evaporación.



EMBARAZO Y PRENDAS DE COMPRESIÓN

En combinación con las pautas preventivas habituales, el uso correcto de unas buenas **medias de compresión** ha demostrado ser **uno de los tratamientos más eficaces** para la insuficiencia venosa crónica durante el embarazo.

Y es que gracias a la presión que estas prendas ejercen a la altura del tobillo y que decrece de forma gradual a lo largo de la pierna se logra:

- Favorecer la circulación de la sangre
- Mejorar el retorno venoso
- Aliviar síntomas como la pesadez de piernas, el dolor, los cambios cutáneos o la hinchazón.
- Prevenir la aparición de varices

Medilast®, la marca pionera

Con 50 años de trayectoria en el desarrollo de prendas de compresión para patologías venosas, en Medilast® disponemos de una selección inigualable de calcetines, medias y pantys ideales para la mujer embarazada. Prendas elaborados con tejidos extrafinos y transparentes de excelente calidad que permiten disfrutar de la eficacia de la compresión sin renunciar al estilo y la comodidad.

CASI EL 40%
DE LAS MUJERES
DESARROLLA
INSUFICIENCIA
VENOSA DURANTE
EL EMBARAZO



Ref. 272 PANTY PREMAMÁ PARA PIERNAS CANSADAS

Tejido extrafino y transparente. [Previene la aparición de varices.](#)
Evita las piernas hinchadas. Piernas ligeras y descansadas. Colores beige y negro.

Composición: Poliamida 80%, Elastano 20%

| CÓDIGO | | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|--------|--------|-------|--------------------|-----------------|-----------|
| Beige | Negro | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 184118 | 184124 | S | 19-20 | 29-36 | 39-53 |
| 184120 | 184125 | M | 20-22 | 32-40 | 41-56 |
| 184121 | 184126 | L | 22-25 | 34-43 | 45-60 |
| 184122 | 184128 | XL | 25-27 | 37-45 | 46-62 |
| 184123 | 184129 | XXL | 27-31 | 39-48 | 47-64 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

NEGRO TALLA S



8 470001 841247

NEGRO TALLA M



8 470001 841254

BEIGE TALLA S



8 470001 841186

BEIGE TALLA M



8 470001 841209

BEIGE TALLA L



8 470001 841216

NEGRO TALLA L



8 470001 841261

NEGRO TALLA XL



8 470001 841285

NEGRO TALLA XXL



8 470001 841292

BEIGE TALLA XL



8 470001 841223

BEIGE TALLA XXL



8 470001 841230



¿PIERNAS
CANSADAS
A MI EDAD?



LLEVO
30 AÑOS
CUIDANDO
MIS PIERNAS



AGUANTO
DE PIE
10 HORAS
DIARIAS



MEDIAS CORTAS MEDIAS LARGAS PANTY

¡AHORA, FÁCIL COLOCACIÓN!

medilast®

Nada mejor para tus piernas

SÍNTOMAS DE LA FASCITIS PLANTAR

- Dolor punzante en la parte inferior del pie cerca del talón, generalmente al dar los primeros pasos del día y si se está mucho tiempo de pie.
- Sensación de tensión y rigidez en la planta del pie, así como enrojecimiento, calor o hinchazón.
- Mayor sensación de dolor después de hacer ejercicio que cuándo se está realizando la actividad.

ASÍ ACTÚAN LOS NUEVOS CALCETINES

Talón bielástico para sujeción del hueso calcáneo.

Refuerzo en el tendón de Aquiles.

Sujeción en la zona de la planta del pie que ayuda a reducir la inflamación de la fascia plantar.

EFEECTO TAPING



LOS NUEVOS CALCETINES PARA EL ALIVIO DE LA FASCITIS PLANTAR

CARACTERÍSTICAS:

- Calcetín UNISEX de color negro que ayuda a reducir la inflamación de la fascia plantar
- Refuerzo en el tendón de Aquiles y sujeción del hueso calcáneo
- Puntera elástica
- Con hilo de plata (efecto antiolor)
- Aporta los beneficios de la terapia taping, pero con la comodidad de un buen calcetín

NOVEDAD



Caletín corto

Ref. F950 CALCETÍN CORTO PARA LA FASCITIS PLANTAR

Compresión Preventiva 15 a 21 mmHg - Clase I

Calcetín corto bielástico y anatómico con sujeción en la zona de la planta del pie que ayuda a reducir la inflamación de la fascia plantar y refuerzo en el tendón de Aquiles. Talón bielástico para sujeción del hueso calcáneo y puntera elástica antiolor. Alivio eficaz de la fascitis plantar. Color negro Presentación en pares.

| CÓDIGO | TALLA | Nº CALZ. |
|--------|-------|----------|
| 195125 | S | 35-39 |
| 195126 | M | 40-44 |
| 195127 | L | 45-48 |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

Composición:
Poliamida 78%
Poliamida con iones de plata 14%
Elastano 8%



NOVEDAD



Caletín largo de compresión preventiva

Ref. F960 CALCETÍN LARGO PARA LA FASCITIS PLANTAR

Compresión Preventiva 15 a 21 mmHg - Clase I

Calcetín largo de compresión preventiva, previene las varices y alivia las piernas cansadas. Con sujeción en la zona de la planta del pie que ayuda a reducir la inflamación de la fascia plantar y refuerzo en el tendón de Aquiles. Talón bielástico para sujeción del hueso calcáneo y puntera elástica antiolor. Alivio eficaz de la fascitis plantar. Color negro. Presentación en pares.

| CÓDIGO | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | |
|--------|-------|--------------------|-----------------|
| | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) |
| 195121 | S | 21-23 | 34-36 |
| 195122 | M | 23-26 | 36-39 |
| 195124 | L | 26-29 | 39-42 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

Composición:
Poliamida 75%
Poliamida con iones de plata 10%
Elastano 15%





Ref. 602 (A-D) MEDIA CORTA EXTRAFINA CON PUNTERA

Con talón y puntera muy elástica que proporciona un gran confort en los dedos de los pies. Tejido extrafino y transparente. Con banda elástica de sujeción que ajusta la media sin constreñir. Color beige y negro. Presentación en pares.

Composición: Poliamida 82%, Elastano 18%

| CÓDIGO | | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | |
|--------|--------|-------|--------------------|-----------------|
| Beige | Negro | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) |
| 161384 | 161388 | S | 22-24 | 34-36 |
| 161385 | 161389 | M | 24-27 | 36-39 |
| 161386 | 161400 | L | 27-30 | 39-42 |
| 161387 | 161401 | XL | 30-33 | 42-46 |

S.N.S Con visado de inspección dependiendo de las CCAA

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>NEGRO TALLA S</p> <p>8 470001 613882</p> | <p>NEGRO TALLA M</p> <p>8 470001 613899</p> | <p>BEIGE TALLA S</p> <p>8 470001 613844</p> | <p>BEIGE TALLA M</p> <p>8 470001 613851</p> |
| <p>NEGRO TALLA L</p> <p>8 470001 614001</p> | <p>NEGRO TALLA XL</p> <p>8 470001 614018</p> | <p>BEIGE TALLA L</p> <p>8 470001 613868</p> | <p>BEIGE TALLA XL</p> <p>8 470001 613875</p> |



Ref. 892 (A-D) MEDIA CORTA BIELÁSTICA SIN PUNTERA

Con talón y sin puntera. Con banda elástica de sujeción que ajusta la media sin constreñir. Color beige. Presentación en unidades.

Composición: Poliamida 82%, Elastano 18%

| CÓDIGO | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | |
|--------|-----------|--------------------|-----------------|
| | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) |
| 218222 | S (7-8) | 21-23 | 32-36 |
| 218248 | M (9-10) | 23-26 | 36-41 |
| 218263 | L (11-12) | 26-29 | 41-46 |

S.N.S Con visado de inspección dependiendo de las CCAA

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

| | | |
|--|--|--|
| <p>BEIGE TALLA S</p> <p>8 470002 182226</p> | <p>BEIGE TALLA M</p> <p>8 470002 182486</p> | <p>BEIGE TALLA L</p> <p>8 470002 182639</p> |
|--|--|--|



Ref. 100 (A-F) MEDIA LARGA CON SUJECIÓN TEJIDO

Media con sujeción en tejido (para ligero), ideal para aquellas personas que no soportan la silicona. Puntera muy elástica que proporciona un gran confort en los dedos de los pies. Color beige. Presentación en unidades emparejadas.

Composición: Poliamida 80%, Elastano 20%

| CÓDIGO | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|--------|-------|--------------------|-----------------|-----------|
| | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 218149 | S | 21-23 | 32-36 | 44-49 |
| 218156 | M | 23-26 | 36-41 | 49-55 |
| 218164 | L | 26-29 | 41-46 | 55-59 |

S.N.S Con visado de inspección dependiendo de las CCAA

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

| | | |
|--|--|--|
| <p>BEIGE TALLA S</p> <p>8 470002 181496</p> | <p>BEIGE TALLA M</p> <p>8 470002 181564</p> | <p>BEIGE TALLA L</p> <p>8 470002 181649</p> |
|--|--|--|



Ref. 110 (A-F) MEDIA LARGA CON BANDA DE SILICONA UNISEX

Tejido Fino y transparente. Puntera muy elástica que proporciona un gran confort en los dedos de los pies. Con banda de silicona para evitar su deslizamiento. Colores beige, negro y blanco. Presentación en pares.

Composición: Poliamida 55%, Elastano 18%, Poliéster 7%, Silicona 20%

| CÓDIGO | | | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|--------|--------|--------|-------|--------------------|-----------------|-----------|
| Beige | Negro | Blanco | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 151357 | 306423 | 251993 | S | 21-23 | 32-35 | 44-47 |
| 151415 | 306597 | 251992 | M | 23-25 | 35-38 | 47-51 |
| 154906 | 306605 | 251990 | L | 25-27 | 38-41 | 51-55 |
| 377291 | 306415 | 251979 | XL | 27-30 | 41-46 | 55-59 |

S.N.S Con visado de inspección dependiendo de las CCAA

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| <p>NEGRO TALLA S</p> <p>8 470003 064231</p> | <p>NEGRO TALLA M</p> <p>8 470003 065979</p> | <p>BEIGE TALLA S</p> <p>8 470001 513571</p> | <p>BEIGE TALLA M</p> <p>8 470001 514158</p> | <p>BLANCO TALLA S</p> <p>8 470002 519930</p> | <p>BLANCO TALLA M</p> <p>8 470002 519923</p> |
| <p>NEGRO TALLA L</p> <p>8 470003 066051</p> | <p>NEGRO TALLA XL</p> <p>8 470003 064156</p> | <p>BEIGE TALLA L</p> <p>8 470001 549068</p> | <p>BEIGE TALLA XL</p> <p>8 470003 772914</p> | <p>BLANCO TALLA L</p> <p>8 470002 519909</p> | <p>BLANCO TALLA XL</p> <p>8 470002 519794</p> |



Ref. 200 (A-F) MEDIA LARGA CON SUJECIÓN TEJIDO

Media con sujeción en tejido (para ligero), ideal para aquellas personas que no soportan la silicona. Puntera muy elástica que proporciona un gran confort en los dedos de los pies. Color beige. Presentación en unidades.

Composición: Poliamida 80%, Elastano 20%

| CÓDIGO | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|--------|-------|--------------------|-----------------|-----------|
| | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 218172 | S | 21-23 | 32-36 | 44-49 |
| 218180 | M | 23-26 | 36-41 | 49-55 |
| 218198 | L | 26-29 | 41-46 | 55-59 |

S.N.S Con visado de inspección dependiendo de las CCAA

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

| | | |
|--|--|--|
| <p>BEIGE TALLA S</p> <p>8 470002 181724</p> | <p>BEIGE TALLA M</p> <p>8 470002 181809</p> | <p>BEIGE TALLA L</p> <p>8 470002 181984</p> |
|--|--|--|

La compresión mediante medias de 25-32 mmHg tiene un efecto favorable sobre el funcionalismo de la microcirculación cutánea en las extremidades con sintomatología de Insuficiencia Venosa Crónica (IVC)¹

[1] Klopp R, Schippel W, Niemer W. Phlebology 1996; 11 [supl.1]: 19-25. Compression therapy and microcirculation: vital microscope investigations in patients suffering from chronic venous insufficiency before and after compression therapy.



Ref. 701/D-I (E-T) MEDIA ENTERA CON SUJECIÓN A LA CINTURA

Ideal para personas a los que la **silicona no les sujeta bien** y requieren sólo una pierna para su tratamiento. Puntera muy elástica que proporciona un gran confort en los dedos de los pies. Unisex. Sujeción regulable gracias a su cierre con velcro. Color beige. Presentación en unidades.

Composición: Poliamida 72%, Elastano 28%

| CÓDIGO | | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|-----------|---------|-------|--------------------|-----------------|-----------|
| Izquierda | Derecha | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 192286 | 192252 | S | 21-23 | 32-36 | 44-49 |
| 192294 | 192260 | M | 23-26 | 36-41 | 49-55 |
| 192302 | 192278 | L | 26-29 | 41-46 | 55-59 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

S.N.S Con visado de inspección dependiendo de las CCAA



Ref. 701H (E-T) MEDIAS ENTERAS - PARA CABALLERO

Sujeción regulable gracias a su cierre con velcro. Puntera muy elástica que proporciona un gran confort en los dedos de los pies. **Abertura delantera**. Con puntera. Color beige.

Composición: Poliamida 72%, Elastano 28%

| CÓDIGO | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|--------|-------|--------------------|-----------------|-----------|
| | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 192336 | S | 21-23 | 32-36 | 44-49 |
| 192328 | M | 23-26 | 36-41 | 49-55 |
| 192310 | L | 26-29 | 41-46 | 55-59 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

S.N.S Con visado de inspección dependiendo de las CCAA



Ref. 101 (E-T) MEDIAS ENTERAS HASTA LA CINTURA

Sedoso en el interior del pantalón y muy adaptable. Puntera muy elástica que proporciona un gran confort en los dedos de los pies. Tejido fino y transparente. Pantalón reductor de abdomen y con efecto push up. Colores Beige y Negro.

Composición: Poliamida 79%, Elastano 21%

| CÓDIGO | | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|--------|--------|-------|--------------------|-----------------|-----------|
| Beige | Negro | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 218115 | 327601 | S | 21-23 | 32-35 | 44-47 |
| 218123 | 327593 | M | 23-25 | 35-38 | 47-51 |
| 218131 | 327585 | L | 25-27 | 38-41 | 51-55 |
| 334375 | 327577 | XL | 27-30 | 41-46 | 55-59 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

S.N.S Con visado de inspección dependiendo de las CCAA



Ref. 102 (E-T) MEDIAS ENTERAS - ABDOMEN VOLUMINOSO

Sedoso en el interior del pantalón y muy agradable. Puntera muy elástica que proporciona un gran confort en los dedos de los pies. Tejido fino y transparente. Pantalón CALIBRADO. Colores Beige y Negro.

Composición: Poliamida 81%, Elastano 19%

| CÓDIGO | | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|--------|--------|-------|--------------------|-----------------|-----------|
| Beige | Negro | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 218081 | 327569 | S | 21-23 | 32-35 | 44-47 |
| 218099 | 327551 | M | 23-25 | 35-38 | 47-51 |
| 218107 | 327544 | L | 25-27 | 38-41 | 51-55 |
| 334367 | 327536 | XL | 27-30 | 41-46 | 55-59 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

S.N.S Con visado de inspección dependiendo de las CCAA



Ref. 300 (A-D) CALCETÍN PARA PIERNAS CANSADAS

Compresión Normal 22 a 29 mmHg - Clase II

Antibacteriano y antiolor. Descanso: Compresión decreciente, mejora la circulación venosa. Efecto pies secos: Fabricado con tejido Clevertex®, absorbe el sudor. Colores negro, azul y marrón.

Composición: Poliamida 74%, Elastano 13%, Poliamida con iones de plata 13%

| CÓDIGO | | | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | |
|--------|--------|--------|-------|--------------------|-----------------|
| Negro | Azul | Marrón | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) |
| 318287 | 318295 | 250423 | S | 21-23 | 32-35 |
| 318246 | 318253 | 250431 | M | 23-25 | 35-38 |
| 318204 | 318212 | 248831 | L | 25-27 | 38-41 |
| 333336 | 333328 | 333344 | XL | 27-30 | 41-46 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€



LÍNEA FÁCIL COLOCACIÓN

NOVEDAD

Fabricada en microfibra que proporciona al tejido mucha esponjosidad. Facilita la colocación y confort de la prenda. Gracias a su forma anatómica y a su tejido ultrasuave y sin costuras, las medias de compresión normal de fácil colocación, te garantizan total comodidad durante todo el día. Compresión normal de clase II (22 a 29mmHg)

Perfectas para personas que ya han desarrollado varices y que tienen las piernas cansadas, dolor, hinchazón moderada y tendencia a hematomas. Imprescindible para viajes largos (previene del síndrome de la clase turista) y para personas que pasan mucho rato de pie o sentadas en su entorno laboral.

Perfectas para prevenir varices y piernas cansadas sin renunciar a tu look

- + Elásticas
- + Tendencia
- + Cómodas
- + Tacto sedoso
- Roturas y carreras



Ref. 412 (A-D) MEDIAS CORTAS PARA PIERNAS CANSADAS DE FÁCIL COLOCACIÓN

Tejido ultrasuave y con más opacidad, perfecta para combinar con pantalón. Previene la aparición de varices y evita las piernas hinchadas. Piernas más descansadas, ligeras y sanas. Muy fáciles de poner y gran sensación de confort gracias a su tejido tramado y a su composición de microfibra. Color beige y negro. Presentación en pares.

Composición: Poliamida 75%, Elastano 25%

| CÓDIGO | | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | |
|--------|-------|-------|--------------------|-----------------|
| Beige | Negro | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) |
| 203996 | | S | 21-24 | 32-36 |
| 203995 | | M | 24-27 | 36-40 |
| 203994 | | L | 27-30 | 40-43 |
| 203993 | | XL | 30-33 | 43-46 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€



| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| BEIGE TALLA S | BEIGE TALLA M | BEIGE TALLA L | BEIGE TALLA XL |
| NEGRO TALLA S | NEGRO TALLA M | NEGRO TALLA L | NEGRO TALLA XL |



Ref. 422 (A-F) MEDIAS LARGAS PARA PIERNAS CANSADAS DE FÁCIL COLOCACIÓN

Tejido ultrasuave y con más opacidad. Con blonda unisex y tira de silicona para evitar que se caiga la prenda. Ayuda a mejorar la circulación cuando ya han aparecido varices o arañas vasculares. Piernas más descansadas, ligeras y sanas. Muy fáciles de poner y gran sensación de confort gracias a su tejido tramado y a su composición de microfibra. Color beige y negro. Presentación en pares.

Composición: Poliamida 59%, Elastano 26%, Silicona 15%

| CÓDIGO | | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|--------|-------|-------|--------------------|-----------------|-----------|
| Beige | Negro | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 204000 | | S | 21-24 | 32-36 | 44-48 |
| 203999 | | M | 24-27 | 36-40 | 48-52 |
| 203998 | | L | 27-30 | 40-43 | 52-57 |
| 203997 | | XL | 30-33 | 43-46 | 57-60 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€



| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| BEIGE TALLA S | BEIGE TALLA M | BEIGE TALLA L | BEIGE TALLA XL |
| NEGRO TALLA S | NEGRO TALLA M | NEGRO TALLA L | NEGRO TALLA XL |



Ref. 432 (E-T) MEDIAS ENTERAS DE COMPRESIÓN NORMAL DE FÁCIL COLOCACIÓN

Tejido ultrasuave y con más opacidad. Sedoso en el interior del pantalón y muy agradable. Ayuda a mejorar la circulación cuando ya han aparecido varices o arañas vasculares. Piernas más descansadas, ligeras y sanas. Muy fáciles de poner y gran sensación de confort gracias a su tejido tramado y a su composición de microfibra. Color beige y negro.

Composición: Poliamida 75%, Elastano 25%

| CÓDIGO | | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|--------|-------|-------|--------------------|-----------------|-----------|
| Beige | Negro | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 204004 | | S | 21-24 | 32-36 | 44-48 |
| 204003 | | M | 24-27 | 36-40 | 48-52 |
| 204002 | | L | 27-30 | 40-43 | 52-57 |
| 204001 | | XL | 30-33 | 43-46 | 57-60 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€



| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| BEIGE TALLA S | BEIGE TALLA M | BEIGE TALLA L | BEIGE TALLA XL |
| NEGRO TALLA S | NEGRO TALLA M | NEGRO TALLA L | NEGRO TALLA XL |



Ref. 606 (A-D) MEDIA CORTA EXTRAFINA CON PUNTERA

Tejido fino. Con banda elástica de sujeción que **ajusta la media sin constreñir**. Tejido muy elástico que facilita su colocación y le permite una gran adaptabilidad. Color beige. Presentación en unidades.

Composición: Poliamida 75%, Elastano 25%

| CÓDIGO | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | |
|--------|-------|--------------------|-----------------|
| | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) |
| 400078 | S | 21-23 | 32-35 |
| 400079 | M | 23-25 | 35-38 |
| 400080 | L | 25-27 | 38-41 |
| 400081 | XL | 27-30 | 41-46 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

S.N.S. Financiado por la Seguridad Social

BEIGE TALLA S



BEIGE TALLA M



BEIGE TALLA L



BEIGE TALLA XL



Ref. 894 (A-D) MEDIA CORTA BIELÁSTICA SIN PUNTERA

Con **talón y sin puntera**. Con banda elástica de sujeción que ajusta la media sin constreñir. Tejido muy elástico que facilita su colocación y le permite una gran adaptabilidad. Color beige. Presentación en unidades.

Composición: Poliamida 77%, Elastano 23%

| CÓDIGO | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | |
|--------|-----------|--------------------|-----------------|
| | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) |
| 459776 | S (7-8) | 21-23 | 32-36 |
| 459792 | M (9-10) | 23-26 | 36-41 |
| 459818 | L (11-12) | 26-29 | 41-46 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

S.N.S. Financiado por la Seguridad Social

BEIGE TALLA S



BEIGE TALLA M



BEIGE TALLA L



Ref. 547 CALCETÍN PARA PIERNAS CANSADAS

Compresión Fuerte 30 a 40 mmHg - Clase III

Antibacteriano y antiolor: Hilos de plata en todo el pie. Descanso: Compresión decreciente, mejora la circulación venosa. Efecto pies secos: Fabricado con tejido Clevertex®, absorbe el sudor. Tejido opaco y comfortable. Color negro. Presentación en pares.

Composición: Poliamida 66%, Elastano 24%, Poliamida con iones de plata 10%

| CÓDIGO | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | |
|--------|-------|--------------------|-----------------|
| | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) |
| 166885 | S | 21-23 | 32-35 |
| 166886 | M | 23-25 | 35-38 |
| 166887 | L | 25-27 | 38-41 |
| 166888 | XL | 27-30 | 41-46 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€



NEGRO TALLA S



NEGRO TALLA M



NEGRO TALLA L



NEGRO TALLA XL



Ref. 510 (A-F) MEDIA LARGA CON BANDA DE SILICONA UNISEX

Fabricado con **puntera y talón** dotando a la media de una fácil colocación. Blonda de silicona. Tejido fino. Colores beige y negro. Presentación en unidades.

Composición: Poliamida 48%, Elastano 28%, Poliéster 6%, Silicona 18%

| CÓDIGO | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|--------|-------|--------------------|-----------------|-----------|
| | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 498121 | S | 21-23 | 32-35 | 44-47 |
| 498139 | M | 23-25 | 35-38 | 47-51 |
| 498147 | L | 25-27 | 38-41 | 51-55 |
| 498154 | XL | 27-30 | 41-46 | 55-59 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
• Color no financiado por la Seguridad Social
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

S.N.S. Financiado por la Seguridad Social

NEGRO TALLA S



NEGRO TALLA M



BEIGE TALLA S



BEIGE TALLA M



NEGRO TALLA L



NEGRO TALLA XL



BEIGE TALLA L



BEIGE TALLA XL



Ref. 501 D-I (E-T) MEDIA ENTERA CON SUJECIÓN A LA CINTURA

Ideal para personas a los que la silicona no les sujeta bien y requieren sólo una pierna para su tratamiento. Unisex. Sujeción regulable gracias a su cierre con velcro. Color beige. Presentación en unidades.

Composición: Poliamida 70%, Elastano 30%

| CÓDIGO | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|--------|-------|--------------------|-----------------|-----------|
| | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 401380 | S | 21-23 | 32-36 | 44-49 |
| 401398 | M | 23-26 | 36-41 | 49-55 |
| 401406 | L | 26-29 | 41-46 | 55-59 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

S.N.S. Financiado por la Seguridad Social

DERECHA TALLA S



DERECHA TALLA M



DERECHA TALLA L



IZQUIERDA TALLA S



IZQUIERDA TALLA M



IZQUIERDA TALLA L





Ref. 141 (E-T) MEDIAS ENTERAS HASTA LA CINTURA

Pantalón reductor de abdomen. Tacto sedoso en su interior, fino y transparente. Con talón elástico. Colores beige y negro.

Composición: Poliamida 73%, Elastano 27%

| CÓDIGO | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|---------------|--------|--------------------|-----------------|-----------|
| | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| Beige ● Negro | | | | |
| 456210 178256 | 1 | 21-22 | 32-34 | 44-46 |
| 456228 178257 | 2 - S | 22-24 | 34-37 | 46-49 |
| 456236 178258 | 3 - M | 24-26 | 37-40 | 49-52 |
| 456244 178259 | 4 - L | 26-28 | 40-43 | 52-55 |
| 456251 178260 | 5 - XL | 28-30 | 43-46 | 55-59 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
 * Color no financiado por la Seguridad Social
 Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

S.N.S Financiado por la Seguridad Social

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <p>NEGRO TALLA 1</p> <p>8 470001 782564</p> | <p>NEGRO TALLA 2 S</p> <p>8 470001 782571</p> | <p>BEIGE TALLA 1</p> <p>8 470004 562101</p> | <p>BEIGE TALLA 2 S</p> <p>8 470004 562286</p> | <p>BEIGE TALLA 3 M</p> <p>8 470004 562361</p> |
| <p>NEGRO TALLA 3 M</p> <p>8 470001 782588</p> | <p>NEGRO TALLA 4 L</p> <p>8 470001 782595</p> | <p>NEGRO TALLA 5 XL</p> <p>8 470001 782601</p> | <p>BEIGE TALLA 4 L</p> <p>8 470004 562446</p> | <p>BEIGE TALLA 5 XL</p> <p>8 470004 562514</p> |



Ref. 142 (E-T) MEDIAS ENTERAS - ABDOMEN VOLUMINOSO

Abdomen voluminoso o gestantes. Tacto sedoso en su interior, fino y transparente. Pantalón CALIBRADO. Color beige.

Composición: Poliamida 73%, Elastano 27%

| CÓDIGO | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|--------|--------|--------------------|-----------------|-----------|
| | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 456269 | 1 | 21-22 | 32-34 | 44-46 |
| 456277 | 2 - S | 22-24 | 34-37 | 46-49 |
| 456285 | 3 - M | 24-26 | 37-40 | 49-52 |
| 456293 | 4 - L | 26-28 | 40-43 | 52-55 |
| 456301 | 5 - XL | 28-30 | 43-46 | 55-59 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
 Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

S.N.S Financiado por la Seguridad Social

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| <p>BEIGE TALLA 1</p> <p>8 470004 562699</p> | <p>BEIGE TALLA 2 S</p> <p>8 470004 562774</p> | <p>BEIGE TALLA 3 M</p> <p>8 470004 562859</p> | <p>BEIGE TALLA 4 L</p> <p>8 470004 562934</p> | <p>BEIGE TALLA 5 XL</p> <p>8 470004 563016</p> |
|--|--|--|--|---|



Ref. 501H (E-T) MEDIAS ENTERAS - PARA CABALLERO

Cintura regulable, cierre tipo velcro. Abertura delantera. Con puntera. Color beige.

Composición: Poliamida 70%, Elastano 30%

| CÓDIGO | TALLA | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|--------|-------|--------------------|-----------------|-----------|
| | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 401323 | S | 21-23 | 32-36 | 44-49 |
| 401331 | M | 23-26 | 36-41 | 49-55 |
| 401349 | L | 26-29 | 41-46 | 55-59 |

Perímetro de los puntos indicados en cm.
 Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

S.N.S Financiado por la Seguridad Social

| | | |
|--|--|--|
| <p>BEIGE TALLA S</p> <p>8 470004 013238</p> | <p>BEIGE TALLA M</p> <p>8 470004 013313</p> | <p>BEIGE TALLA L</p> <p>8 470004 013498</p> |
|--|--|--|



Ref. 501 (E-T) MEDIAS ENTERAS - TALLAJE ESPECIAL

Tallas especiales: Tres largos y tres anchos. Nueve diferentes tallas adaptadas a todo tipo de pacientes. **Lo más cercano que hay a un panty a medida.** Tejido fino y sedoso. Color beige. **ÚNICO-9 TALLAS**

Composición: Poliamida 70%, Elastano 30%

| CÓDIGO | TALLAS ESPECIALES | LARGO AG* | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|--------|-------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| | | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 401117 | P1 | P 1 | 21-23 | 32-36 | 44-49 |
| 401125 | P2 | P 2 | 68-73 | 23-26 | 36-41 |
| 401133 | P3 | P 3 | 26-29 | 41-46 | 55-59 |
| 401141 | M1 | M 1 | 21-23 | 32-36 | 44-49 |
| 401158 | M2 | M 2 | 73-77 | 23-26 | 36-41 |
| 401166 | M3 | M 3 | 26-29 | 41-46 | 55-59 |
| 401174 | G1 | G 1 | 21-23 | 32-36 | 44-49 |
| 401182 | G2 | G 2 | 77-82 | 23-26 | 36-41 |
| 401190 | G3 | G 3 | 26-29 | 41-46 | 55-59 |

* Largo AG / Largo pierna

Perímetro de los puntos indicados en cm.
 Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

S.N.S Financiado por la Seguridad Social

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <p>BEIGE P1</p> <p>8 470004 011173</p> | <p>BEIGE P2</p> <p>8 470004 011258</p> | <p>BEIGE P3</p> <p>8 470004 011333</p> | <p>BEIGE M1</p> <p>8 470004 011418</p> | <p>BEIGE M2</p> <p>8 470004 011586</p> |
| <p>BEIGE M3</p> <p>8 470004 011661</p> | <p>BEIGE G1</p> <p>8 470004 011746</p> | <p>BEIGE G2</p> <p>8 470004 011821</p> | <p>BEIGE G3</p> <p>8 470004 011906</p> | |



Ref. 502 (E-T) MEDIAS ENTERAS - TALLAJE ESPECIAL ABDOMEN VOLUMINOSO

Tallas especiales: Tres largos y tres anchos. Nueve diferentes tallas adaptadas a todo tipo de pacientes. **Lo más cercano que hay a un panty a medida.** Tejido fino y sedoso. Color beige. Pantalón CALIBRADO. **ÚNICO- 9 TALLAS**

Composición: Poliamida 70%, Elastano 30%

| CÓDIGO | TALLAS ESPECIALES | LARGO AG* | PUNTOS DE MEDICIÓN | | |
|--------|-------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|
| | | | Tobillo (b) | Pantorrilla (c) | Muslo (f) |
| 401208 | P1 | P 1 | 21-23 | 32-36 | 44-49 |
| 401216 | P2 | P 2 | 68-73 | 23-26 | 36-41 |
| 401224 | P3 | P 3 | 26-29 | 41-46 | 55-59 |
| 401232 | M1 | M 1 | 21-23 | 32-36 | 44-49 |
| 401240 | M2 | M 2 | 73-77 | 23-26 | 36-41 |
| 401257 | M3 | M 3 | 26-29 | 41-46 | 55-59 |
| 401265 | G1 | G 1 | 21-23 | 32-36 | 44-49 |
| 401273 | G2 | G 2 | 77-82 | 23-26 | 36-41 |
| 401281 | G3 | G 3 | 26-29 | 41-46 | 55-59 |

* Largo AG / Largo pierna

Perímetro de los puntos indicados en cm.
 Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

S.N.S Financiado por la Seguridad Social

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <p>BEIGE P1</p> <p>8 470004 012088</p> | <p>BEIGE P2</p> <p>8 470004 012163</p> | <p>BEIGE P3</p> <p>8 470004 012248</p> | <p>BEIGE M1</p> <p>8 470004 012323</p> | <p>BEIGE M2</p> <p>8 470004 012408</p> |
| <p>BEIGE M3</p> <p>8 470004 012576</p> | <p>BEIGE G1</p> <p>8 470004 012651</p> | <p>BEIGE G2</p> <p>8 470004 012736</p> | <p>BEIGE G3</p> <p>8 470004 012811</p> | |

EL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO ES UNA CONSECUENCIA CONOCIDA DEL ESFUERZO REPETITIVO, EL USO EXCESIVO Y LOS TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO.

ESTAS LESIONES INCLUYEN UNA VARIEDAD DE TRASTORNOS QUE PROVOCAN DOLOR EN LOS HUESOS, ARTICULACIONES, MÚSCULOS O ESTRUCTURAS CIRCUNDANTES.

EL DOLOR PUEDE SER AGUDO O CRÓNICO, FOCAL O DIFUSO.

EL DOLOR DE LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA ES EL EJEMPLO MÁS COMÚN DE DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO CRÓNICO.

OTROS EJEMPLOS INCLUYEN TENDINITIS Y TENDINOSIS, NEUROPATÍAS, MIALGIA Y FRACTURAS POR ESTRÉS.

EPIDEMIOLOGÍA Y ECONOMÍA

El dolor musculoesquelético ocasionado por el uso excesivo afecta al 33% de los adultos y representa el 29% de los días de trabajo perdidos por enfermedad.

El dolor de la parte baja de la espalda es la lesión más prevalente y más común en la sociedad occidental, y es el trastorno musculoesquelético relacionado con el trabajo más costoso.

La carga económica del dolor musculoesquelético está en segundo lugar solamente después de la carga que presenta la enfermedad cardiovascular.





Ref. 810 MUÑEQUERA CIRCULAR

Muñequera **circular sin costuras**. Color beige.

Indicaciones: Esguinces. Torceduras. Lesiones leves.

Composición: Poliamida 84%, Elastano 16%



| CÓDIGO | TALLA | CM* |
|--------|-------|-------|
| 315325 | S | 14-17 |
| 315754 | M | 17-20 |
| 316018 | L | 20-23 |

* Medir perímetro de la muñeca
Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€



Ref. 811 MUÑEQUERA VELCRO

Muñequera **elástica con sistema de cierre tipo velcro**, unicolor y combinados.

Indicaciones:

Esguinces. Torceduras.
Lesiones leves.

Composición:

Poliamida 42%,
Algodón 35%, Látex 23%

COLOR Y CÓDIGO

| BEIGE | BLANCO | GRIS | TALLA | CM* |
|--------|--------|--------|-------|-------|
| 317578 | 316166 | 232350 | S | 14-17 |
| 334425 | 316182 | 232286 | M | 17-20 |
| 334433 | 317552 | 232282 | L | 20-23 |

* Medir perímetro de la muñeca
Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€



Ref. 812 MUÑEQUERA METACARPIANA BEIGE

Muñequera con sistema de cierre tipo velcro. Su interior afelpado aporta calor a la zona. **Para ambas manos**. Talla única.

Indicaciones: Esguince de muñeca. Tendinitis y tenosinovitis. Secuelas traumáticas. Patología reumática. Inestabilidad crónica. Postquirúrgico.

Composición: Poliéster 80%, Poliamida 10%, Elastano 10%

| CÓDIGO | TALLA |
|--------|-------|
| 203141 | Única |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€

TALLA ÚNICA



Ref. 813 MUÑEQUERA METACARPIANA BLANCA

Muñequera con sistema de cierre tipo velcro. **Para ambas manos**. Talla única.

Indicaciones: Esguince de muñeca. Tendinitis y tenosinovitis. Secuelas traumáticas. Patología reumática. Inestabilidad crónica. Postquirúrgico.

Composición: Poliéster 60%, Poliamida 30%, Elastano 10%

| CÓDIGO | TALLA |
|--------|-------|
| 322560 | Única |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€

TALLA ÚNICA



Ref. 842 TOBILLERA ANATÓMICA BIELÁSTICA

Tobillera **con talón, sin costuras**, diseño anatómico y de tacto suave. Sin puntera. Color beige.

Indicaciones: Ligeras contusiones y esguinces. Tendinitis. Traumatismos e inestabilidades leves. Soporte y apoyo, prevención en prácticas deportivas y laborales. Procesos inflamatorios.

Composición: Poliamida 74%, Elastano 26%



| CÓDIGO | TALLA | CM* |
|--------|-------|-------|
| 487322 | S | 18-21 |
| 487330 | M | 21-25 |
| 487348 | L | 25-28 |
| 487355 | XL | 28-31 |

* Medir perímetro del tobillo
Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€

S.N.S Financiado por la Seguridad Social



Ref. 853 RODILLERA ANATÓMICA UNISEX

Elasticidad variable según las zonas de la rodilla, sin arrugas ni pliegues detrás de la rodilla y con menor presión en la rótula.

Forma anatómica que permite una perfecta adaptación.

Color beige.

Indicaciones: Artritis y artrosis. Soporte y apoyo en la prevención de lesiones en prácticas deportivas y laborales. Ligeras contusiones, traumatismos e inestabilidades leves. Procesos inflamatorios.

Composición: Poliamida 75%, Elastano 25%

Fabricación especial de rodilleras para perímetros no establecidos en el tallaje estándar. Consulte con su Delegado.

| CÓDIGO | TALLA | CM** |
|--------|--------|-------|
| 487280 | S | 29-33 |
| 487298 | M | 33-37 |
| 487306 | L | 37-42 |
| 487314 | XL | 42-46 |
| 178265 | • XXL | 46-50 |
| 178266 | • XXXL | 50-55 |

**Medir contorno de la rodilla

•Medida no financiada por la Seguridad Social

Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€

S.N.S Financiado por la Seguridad Social



Ref. 519 MEDIA CORTA ANTIEMBÓLICA

18 a 21 mmHg.

Medias de compresión decreciente, para encamados y tratamientos pre y post operatorios.

Composición:

Poliamida 73%, Elastano 27%



| | Pequeña ● | Mediana ● | Grande ● | Extra Grande ● |
|-----|-----------|-----------|-----------|----------------|
| (c) | 32-36 | (c) 37-41 | (c) 42-46 | (c) 47-51 |
| (b) | 21-23 | (b) 24-26 | (b) 27-29 | (b) 30-32 |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€



Ref. 520 MEDIA LARGA ANTIEMBÓLICA

18 a 21 mmHg.

Medias de compresión decreciente, para encamados y tratamientos pre y post operatorios.

Composición:

Poliamida 65%, Elastano 35%



| | Pequeña ● | Mediana ● | Grande ● | Extra Grande ● |
|-----|-----------|-----------|-----------|----------------|
| (f) | 45-49 | (f) 50-54 | (f) 55-59 | (f) 60-62 |
| (b) | 21-23 | (b) 24-26 | (b) 27-29 | (b) 30-32 |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€



Ref. 860 RODILLERA ANATÓMICA BIELÁSTICA CON DIFERENTES ELASTICIDADES

Las **diferentes elasticidades según las zonas de la rodilla**, permiten una perfecta adaptación que evita arrugas y pliegues en el hueco poplíteo además de una menor presión en la rótula. Color beige.

Indicaciones: Artritis y artrosis. Soporte y apoyo en la prevención de lesiones en prácticas deportivas y laborales. Ligeras contusiones, traumatismos e inestabilidades leves. Procesos inflamatorios.

Composición: Poliamida 80%, Elastano 20%

| TALLA S | TALLA M | TALLA L | TALLA XL |
|---------|---------|---------|----------|
| | | | |

| CÓDIGO | TALLA | CM* |
|--------|-------|-------|
| 165269 | S | 29-33 |
| 165270 | M | 33-37 |
| 165271 | L | 37-42 |
| 165272 | XL | 42-46 |

*Perímetro de la rodilla
Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€



Ref. 862 TOBILLERA ANATÓMICA CON PUNTERA

La primera y **única tobillera con puntera del mercado**. Permite una mayor adaptación evitando pliegues y arrugas en su colocación. Color beige.

Indicaciones: Ligeras contusiones y esguinces. Tendinitis. Traumatismos e inestabilidades leves. Soporte y apoyo, prevención en prácticas deportivas y laborales. Procesos inflamatorios.

Composición: Poliamida 80%, Elastano 20%

| TALLA S | TALLA M | TALLA L | TALLA XL |
|---------|---------|---------|----------|
| | | | |

| CÓDIGO | TALLA | CM* |
|--------|-------|-------|
| 165280 | S | 18-21 |
| 165281 | M | 21-25 |
| 165283 | L | 25-28 |
| 165284 | XL | 28-31 |

*Perímetro del tobillo
Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€



Ref. 863 MUÑEQUERA METACARPIANA BEIGE

Muñequera con **sistema de cierre tipo velcro**. Para **ambas manos**. Color beige.

Indicaciones: Esguince de muñeca. Tendinitis y tenosinovitis. Secuelas traumáticas. Patología reumática. Inestabilidad crónica. Postquirúrgico.

Composición: Poliéster: 80%, Poliamida: 10%, Elastano: 10%

| CÓDIGO | TALLA |
|--------|-------|
| 165273 | Única |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€

| TALLA ÚNICA |
|-------------|
| |



Ref. 864 MUÑEQUERA METACARPIANA BLANCA

Muñequera con **sistema de cierre tipo velcro**. Para **ambas manos**. Talla única.

Indicaciones: Esguince de muñeca. Tendinitis y tenosinovitis. Secuelas traumáticas. Patología reumática. Inestabilidad crónica. Postquirúrgico.

Composición: Poliéster: 60%, Poliamida: 30%, Elastano: 10%

| CÓDIGO | TALLA |
|--------|-------|
| 165275 | Única |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€

| TALLA ÚNICA |
|-------------|
| |



Ref. 869 FAJA ABDOMINAL SIMPLE

Elástica. Con cierre de velcro. Multibanda. Tejido transpirable. Por su diseño este nuevo tejido **no forma pliegues**. No se enrolla. Color beige.

Indicaciones: Sujeción abdomen, Sujeción postparto, Sujeción postoperatorio.

Composición: Poliamida 50%, Poliéster 37%, Elastano 13%

| TALLA S | TALLA M | TALLA L |
|---------|---------|---------|
| | | |

| CÓDIGO | TALLA | CM* |
|--------|-------|--------|
| 379271 | S | 65-80 |
| 260737 | M | 80-95 |
| 260752 | L | 95-115 |

*Medir contorno de la cintura
Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€



Ref. 870 FAJA ABDOMINAL REFORZADA

Elástica. Con cierre velcro. Multibanda. Tejido transpirable. **Doble sujeción del abdomen**. Por su diseño este nuevo tejido no forma pliegues. No se enrolla. Color beige.

Indicaciones: Fuerte sujeción abdominal, Dolores lumbares, Postparto.

Composición: Poliamida 50%, Poliéster 37%, Elastano 13%

| TALLA S | TALLA M | TALLA L |
|---------|---------|---------|
| | | |

| CÓDIGO | TALLA | CM* |
|--------|-------|--------|
| 301986 | S | 65-80 |
| 301960 | M | 80-95 |
| 301978 | L | 95-115 |

*Medir contorno de la cintura
Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€



Ref. 871 FAJA LUMBAR

Elástica. Con cierre velcro. Multibanda. **Reforzada con dos bandas cruzadas en la parte posterior y con ballenas**. Tejido transpirable. Color beige.

Indicaciones: Traumatismos, Lumbalgias, Fuerte sujeción en la zona sacro lumbar, Protección deportiva.

Composición: Poliamida 50%, Poliéster 37%, Elastano 13%

| TALLA 1 | TALLA 2 | TALLA 3 |
|---------|---------|---------|
| | | |
| TALLA 4 | TALLA 5 | TALLA 6 |
| | | |

| CÓDIGO | TALLA | CM* |
|--------|-------|---------|
| 246033 | 1 | 65-75 |
| 246025 | 2 | 75-85 |
| 340950 | 3 | 85-95 |
| 340968 | 4 | 95-105 |
| 249474 | 5 | 105-115 |
| 220426 | 6 | 115-130 |

*Medir contorno de la cintura
Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€



Ref. NC844 TOBILLERA ANATÓMICA

Con talón cerrado para evitar el edema de ventana.
Tejido bielástico y malla suave, no se enrolla.

Indicaciones: Recuperación tras cirugía. Prevención deportiva. Estabilizador articular. Aporta seguridad.

Composición: Poliamida 84%, Elastano 16%

| CÓDIGO | TALLA | CM* |
|---------------|-------|-------|
| 316810 | S | 18-21 |
| 317008 | M | 21-25 |
| 317560 | L | 25-28 |
| 318550 | XL | 28-31 |

*Perímetro del tobillo
Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€

TALLA S



TALLA M



TALLA L



TALLA XL



Ref. NC851 MUSLERA ANATÓMICA

Sujeción elástica con dos bandas de silicona, evita el desplazamiento de la prenda y mejora la adaptación al muslo.

Indicaciones: Distensiones y roturas musculares. Estabilización y seguridad en la práctica deportiva. Evita las sobrecargas musculares en cuádriceps, isquiotibiales y abductores.

Composición: Poliamida 81%, Elastano 19%

| CÓDIGO | TALLA | CM* |
|---------------|-------|-------|
| 328096 | S | 40-45 |
| 328617 | M | 45-50 |
| 328898 | L | 50-55 |
| 329458 | XL | 55-60 |

*Perímetro del muslo
Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€

TALLA S



TALLA M



TALLA L



TALLA XL



Ref. NC850 CODERA ANATÓMICA

Forma anatómica. **Bielástica.**

Indicaciones: Lesiones traumáticas agudas y crónicas. Epicondilitis.

Composición: Poliamida 81%, Elastano 19%

| CÓDIGO | TALLA | CM* |
|---------------|-------|-------|
| 329466 | S | 20-23 |
| 329474 | M | 23-27 |
| 329615 | L | 27-31 |
| 330688 | XL | 31-35 |

*Perímetro del antebrazo
Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€

TALLA S



TALLA M



TALLA L



TALLA XL



Ref. NC854 RODILLERA ANATÓMICA PREVENTIVA

Indicaciones: Artritis y artrosis. Soporte y apoyo en prevención de prácticas deportivas y laborales. Ligeras contusiones, traumatismos e inestabilidades leves. Tendinitis rotuliana. Tendinitis cuadriceps.

Composición: Poliamida 80%, Elastano 20%

| CÓDIGO | TALLA | CM* |
|---------------|-------|-------|
| 323220 | S | 29-33 |
| 324285 | M | 33-37 |
| 326629 | L | 37-42 |
| 327775 | XL | 42-46 |

*Perímetro de la rodilla
Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€

TALLA S



TALLA M



TALLA L



TALLA XL



EN ESPAÑA, SE CALCULA QUE ENTRE EL 10% Y EL 40% DE LA POBLACIÓN GENERAL PRESENTA ALGUNA PATOLOGÍA OSTEOMUSCULAR.

Un porcentaje que aumenta en las personas que practican deporte.

Esguinces de tobillo, epicondilitis, torceduras, tendinitis, sobrecargas musculares son algunas de las lesiones más frecuentes durante la práctica deportiva y que requieren de tratamiento compresivo.





SU ESTUDIADO DISEÑO CONTRIBUYE A:

- REDUCIR LA FATIGA
- PREVENIR LESIONES
- MINIMIZAR LA PROBABILIDAD DE ACCIDENTES LABORALES.

FUERZA REACTIVA QUE DEVUELVE LA ENERGÍA

Su innovadora tecnología GOLD FORTIA reduce en un **20% el consumo energético humano y el cansancio** en cada jornada de trabajo.

IDEAL PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES Y BAJAS

— Gracias a que la absorción de la energía se produce por parte del calzado POSSTER® y no por el talón del trabajador:

— La zona lumbar o parte baja de la espalda sufre un **12,6% menos de desgaste muscular y articular** cada paso.

— La absorción de impacto en el talón del calzado POSSTER® se transforma en energía de despegue o impulso, logrando que la cadera, las rodillas y los tobillos sufran un **16% menos de vibración articular** que con cualquier otro calzado.

ANTIENDESIZANTES en superficies lisas, secas y húmedas

ANTIESTÁTICOS. El calzado POSSTER® logra descargar a tierra la electricidad acumulada en el cuerpo, evitando las incómodas y repetidas descargas.

LAVABLES en lavadora doméstica (hasta 10 veces)

LIGEROS

DISEÑADOS Y FABRICADOS EN ESPAÑA

SKYE



Calzado laboral Posster by Medilast de diseño deportivo

Calzado muy cómodo y ligero y de fácil colocación. **Diseño y tecnología propia inspirada en el calzado del atletismo profesional, pensada para reducir el cansancio muscular y articular.** Disponible en dos colores: blanco y negro.

| Blanco | | Negro | | TALLA/ Nº DE PIE | DESCRIPCIÓN |
|----------|---------------|----------|---------------|---------------------|------------------------|
| CÓDIGO | EAN | CÓDIGO | EAN | | |
| ZDE-B-35 | 8435602305581 | ZDE-N-35 | 8435602305727 | 35 | POSSTER DEPORTIVO SKYE |
| ZDE-B-36 | 8435602305598 | ZDE-N-36 | 8435602305734 | 36 | POSSTER DEPORTIVO SKYE |
| ZDE-B-37 | 8435602305604 | ZDE-N-37 | 8435602305741 | 37 | POSSTER DEPORTIVO SKYE |
| ZDE-B-38 | 8435602305611 | ZDE-N-38 | 8435602305758 | 38 | POSSTER DEPORTIVO SKYE |
| ZDE-B-39 | 8435602305628 | ZDE-N-39 | 8435602305765 | 39 | POSSTER DEPORTIVO SKYE |
| ZDE-B-40 | 8435602305635 | ZDE-N-40 | 8435602305772 | 40 | POSSTER DEPORTIVO SKYE |
| ZDE-B-41 | 8435602305642 | ZDE-N-41 | 8435602305789 | 41 | POSSTER DEPORTIVO SKYE |
| ZDE-B-42 | 8435602305659 | ZDE-N-42 | 8435602305796 | 42 | POSSTER DEPORTIVO SKYE |
| ZDE-B-43 | 8435602305666 | ZDE-N-43 | 8435602305802 | 43 | POSSTER DEPORTIVO SKYE |
| ZDE-B-44 | 8435602305673 | ZDE-N-44 | 8435602305819 | 44 | POSSTER DEPORTIVO SKYE |
| ZDE-B-45 | 8435602305680 | ZDE-N-45 | 8435602305826 | 45 | POSSTER DEPORTIVO SKYE |
| ZDE-B-46 | 8435602305697 | ZDE-N-46 | 8435602305833 | 46 | POSSTER DEPORTIVO SKYE |

CÍES

**Calzado laboral POSSTER by Medilast con líneas de mocasín**

Muy combinable con cualquier ropa de trabajo. **Calzado muy cómodo y con tirador incorporado para facilitar la colocación.** Diseño y tecnología propia para reducir el cansancio muscular y articular. Disponible en dos colores: blanco y negro.

| CÓDIGO | | CÓDIGO | | TALLA/ Nº DE PIE | DESCRIPCIÓN |
|----------|---------------|----------|---------------|---------------------|----------------------|
| Blanco | EAN | Negro | EAN | | |
| ZMO-B-35 | 8435602305307 | ZMO-N-35 | 8435602305444 | 35 | POSSTER MOCASÍN CÍES |
| ZMO-B-36 | 8435602305314 | ZMO-N-36 | 8435602305451 | 36 | POSSTER MOCASÍN CÍES |
| ZMO-B-37 | 8435602305321 | ZMO-N-37 | 8435602305468 | 37 | POSSTER MOCASÍN CÍES |
| ZMO-B-38 | 8435602305338 | ZMO-N-38 | 8435602305475 | 38 | POSSTER MOCASÍN CÍES |
| ZMO-B-39 | 8435602305345 | ZMO-N-39 | 8435602305482 | 39 | POSSTER MOCASÍN CÍES |
| ZMO-B-40 | 8435602305352 | ZMO-N-40 | 8435602305499 | 40 | POSSTER MOCASÍN CÍES |
| ZMO-B-41 | 8435602305369 | ZMO-N-41 | 8435602305505 | 41 | POSSTER MOCASÍN CÍES |
| ZMO-B-42 | 8435602305376 | ZMO-N-42 | 8435602305512 | 42 | POSSTER MOCASÍN CÍES |
| ZMO-B-43 | 8435602305383 | ZMO-N-43 | 8435602305529 | 43 | POSSTER MOCASÍN CÍES |
| ZMO-B-44 | 8435602305390 | ZMO-N-44 | 8435602305536 | 44 | POSSTER MOCASÍN CÍES |
| ZMO-B-45 | 8435602305406 | ZMO-N-45 | 8435602305543 | 45 | POSSTER MOCASÍN CÍES |
| ZMO-B-46 | 8435602305413 | ZMO-N-46 | 8435602305550 | 46 | POSSTER MOCASÍN CÍES |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

PALMA

**Calzado laboral POSSTER by Medilast de diseño tipo zueco**

Con el talón abierto. Muy combinable con cualquier ropa de trabajo. **Calzado muy cómodo de poner y con cinta trasera para máxima comodidad.** Diseño y tecnología propia para reducir el cansancio muscular y articular. Disponible en dos colores: blanco y negro.

| CÓDIGO | | CÓDIGO | | TALLA/ Nº DE PIE | DESCRIPCIÓN |
|----------|---------------|----------|---------------|---------------------|---------------------|
| Blanco | EAN | Negro | EAN | | |
| ZZU-B-35 | 8435602305024 | ZZU-N-35 | 8435602305161 | 35 | POSSTER ZUECO PALMA |
| ZZU-B-36 | 8435602305031 | ZZU-N-36 | 8435602305178 | 36 | POSSTER ZUECO PALMA |
| ZZU-B-37 | 8435602305048 | ZZU-N-37 | 8435602305185 | 37 | POSSTER ZUECO PALMA |
| ZZU-B-38 | 8435602305055 | ZZU-N-38 | 8435602305192 | 38 | POSSTER ZUECO PALMA |
| ZZU-B-39 | 8435602305062 | ZZU-N-39 | 8435602305208 | 39 | POSSTER ZUECO PALMA |
| ZZU-B-40 | 8435602305079 | ZZU-N-40 | 8435602305215 | 40 | POSSTER ZUECO PALMA |
| ZZU-B-41 | 8435602305086 | ZZU-N-41 | 8435602305222 | 41 | POSSTER ZUECO PALMA |
| ZZU-B-42 | 8435602305093 | ZZU-N-42 | 8435602305239 | 42 | POSSTER ZUECO PALMA |
| ZZU-B-43 | 8435602305109 | ZZU-N-43 | 8435602305246 | 43 | POSSTER ZUECO PALMA |
| ZZU-B-44 | 8435602305116 | ZZU-N-44 | 8435602305253 | 44 | POSSTER ZUECO PALMA |
| ZZU-B-45 | 8435602305123 | ZZU-N-45 | 8435602305260 | 45 | POSSTER ZUECO PALMA |
| ZZU-B-46 | 8435602305130 | ZZU-N-46 | 8435602305277 | 46 | POSSTER ZUECO PALMA |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€



LA PODOLOGÍA TIENE POR OBJETO EL ESTUDIO, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y ALTERACIONES QUE AFECTAN EL PIE Y ENLOBA LOS SIGUIENTES ASPECTOS ENTRE OTROS:

- PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL.
- PREVENCIÓN DE DEFORMIDADES DEL PIE.
- CORRECCIÓN DE CAMBIOS ESTRUCTURALES ANATÓMICOS DERIVADOS DE ALTERACIONES BIOMECÁNICAS.

En este vademécum se tratan aspectos como:

• **Biomecánica de la marcha:**

Estudian los patrones de marcha normal y patológica; la distribución dinámica y estática de las presiones que recibe el pie, y cómo esto afecta al resto del cuerpo.

• **Ortopodología:**

Que engloba soportes plantares o plantillas termoconformadas.

LA GAMA MEDILAST® DE PRODUCTOS PARA PODOLOGÍA SE DISTINGUEN PORQUE ESTÁN ELABORADOS PRINCIPALMENTE CON DOS MATERIALES SUAVES QUE ACTÚAN CON EFICACIA Y PROPORCIONAN EL MÁXIMO CONFORT: GEL DE SILICONA Y SILICONA MÉDICA.

El **gel de silicona** es un material blando y muy elástico capaz de recuperar su estado original después del uso. (No se deforma ni se agrieta)

Está impregnado de aceites minerales que hidratan la piel al usarlo.

Es hipo-alérgico, lavable y reutilizable.

La silicona médica, de mayor dureza que el gel, se utiliza especialmente en los productos cuya función sea el reparto de cargas (plantillas, taloneras...)

Ref. G901 DEDAL DE GEL TEJIDO MALLA



Dedal forrado de Gel. Ofrece **protección en la superficie del dedo, evitando heridas especialmente en la zona de la uña**. Protección ideal para amputados, daño de las terminaciones nerviosas y uñas encarnadas. Suave y liso al tacto, alivia el dolor de inmediato.

| CÓDIGO | TALLA | UDS. |
|--------|-------|------|
| 156178 | S | 1 |
| 156173 | L | 1 |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

LAVABLE Y REUTILIZABLE
 ALIVIA EL DOLOR
 AMORTIGUA Y PROTEGE
 CON ACEITE MINERAL Y CALMANTE
 GEL SUAVE EN SU INTERIOR

TALLA S



8 470001 561787

TALLA L



8 470001 561732

Ref. G902 DEDAL DE GEL PURO



Dedal de Gel Polymer Tribloc. **Protege de lesiones a la superficie entera de los dedos, y en especial a la uña**. Ideal para dedos amputados con dolor en las terminaciones nerviosas. Diseñado para proteger uñas encarnadas. Al ser suave y blando alivia de inmediato el dolor.

| CÓDIGO | TALLA | UDS. |
|--------|-------|------|
| 156175 | S | 1 |
| 156176 | L | 1 |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

LAVABLE Y REUTILIZABLE
 ALIVIA EL DOLOR
 AMORTIGUA Y PROTEGE
 CON ACEITE MINERAL Y CALMANTE

TALLA S



8 470001 561756

TALLA L



8 470001 561763

Ref. G903 TUBULAR ELÁSTICO DE GEL



Tubular elástico recubierto totalmente de gel en su interior. **Protege la zona afectada en su totalidad, pudiéndose recortar según la necesidad de cada caso**. Válido tanto para los dedos de la mano como los del pie, reduce cualquier fricción interdigital. Lubrica la piel acelerando el proceso curativo de cicatrices cerradas. Reduce rozaduras y duricias y alivia el dolor al caminar de forma inmediata.

| CÓDIGO | TALLA | UDS. |
|--------|-------|------|
| 156177 | S | 2 |
| 156179 | L | 2 |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

LAVABLE Y REUTILIZABLE
 ALIVIA EL DOLOR
 AMORTIGUA Y PROTEGE
 CON ACEITE MINERAL Y CALMANTE
 GEL SUAVE EN SU INTERIOR

TALLA S



8 470001 561770

TALLA L



8 470001 561794

Ref. G904 SEPARADOR CARRETE DE GEL



Separador del primer dedo del pie (dedo gordo). Esta férula está **pensada para evitar la superposición de los dedos y que se monte un dedo encima del otro**. Aplicable a postoperatorios de Hallux Valgus (juanete). Protege de rozaduras internas entre dedos. Por su elasticidad se adapta sin producir dolor.

| CÓDIGO | TALLA | UDS. |
|--------|-------|------|
| 156180 | S | 2 |
| 156181 | L | 2 |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

LAVABLE Y REUTILIZABLE
 ALIVIA EL DOLOR
 AMORTIGUA Y PROTEGE
 HIDRATA LA PIEL

TALLA S



8 470001 561800

TALLA L



8 470001 561817



Ref. G905 TALONERA DE SILICONA PARA ESPOLÓN CALCÁNEO

Talonera fabricada con dos tipos de silicona, una más densa que la otra para poder ejercer una función adecuada en cada parte del talón. La zona azul es más suave proporcionando un máximo confort. Esta talonera con cazoleta ha sido diseñada para ser usada por pacientes con espolón calcáneo. Proporciona confort y relax evitando dolores en esa zona.

| CÓDIGO | TALLA | Nº CALZ. | UDS. |
|--------|-------|----------|------|
| 156183 | S | 35-37 | 2 |
| 156184 | M | 38-40 | 2 |
| 156185 | L | 41-44 | 2 |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

TALLA S 8 470001 561831
TALLA M 8 470001 561848
TALLA L 8 470001 561855



Ref. G906 GUANTE CON GEL PARA JUANETE

Vendaje protector de tejido elástico y suave. Proporciona alivio inmediato y protección en la zona del juanete gracias a la almohadilla interior de gel. Su tamaño reducido y diseño especial permite su uso en el interior del zapato, proporcionando un masaje constante en las partes blandas y articulaciones, aliviando y calmando el dolor producido por el juanete. Su diseño ergonómico, ajustándose al dedo gordo, asegura un perfecto posicionamiento en el pie y evita el desplazamiento. La elasticidad del tejido permite la adaptación a varias tallas de pie.

| CÓDIGO | TALLA | UDS. |
|--------|-------|------|
| 156186 | Única | 1 |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

TALLA ÚNICA 8 470001 561862



Ref. G907 MINI PLANTILLAS PROTECTOR METATARSAL DE GEL

Protector metatarsal ultra fino de gel polímero, especialmente diseñado para eliminar la sensación de ardor debajo de los metatarsos causados por las largas jornadas de pie, andar durante horas o llevar zapatos de tacón alto. Ideal también para quien busca extra confort en el calzado. Su diseño fino y discreto lo hace ideal para sandalias, calzado abierto o de fiesta. Antideslizante.

| CÓDIGO | TALLA | UDS. |
|--------|-------|------|
| 156305 | Única | 2 |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

TALLA ÚNICA 8 470001 563057



Ref. G908 GUANTE METATARSAL CON GEL

Almohadilla de gel en forma de corazón para la protección y amortiguación de la zona metatarsal. Gracias a su suavidad y elasticidad, las almohadillas se adaptan perfectamente a cualquier pie sin afectar el flujo sanguíneo. Para su uso en el pie izquierdo o derecho, sólo tiene que darle vuelta de adentro hacia fuera. La costura entre los dedos de los pies se puede cortar.

| CÓDIGO | TALLA | UDS. |
|--------|-------|------|
| 162197 | S | 2 |
| 162199 | L | 2 |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

TALLA S 8 470001 621979
TALLA L 8 470001 621993



Ref. G909 SEPARADOR DE DEDOS CON PROTECTOR DE JUANETE

El separador de dedos de gel evita la superposición del 1º y 2º dedo además de aliviar los dolores provocados por los juanetes. Además, protege de la aparición de callos y ampollas rectificando el alineamiento de los dedos. El aceite mineral contenido en el gel hidrata la piel y ayuda a eliminar los callos ya existentes. Su pequeño tamaño y su especial diseño le permiten adaptarse perfectamente en el zapato aliviando el dolor de forma inmediata gracias a un masaje constante y a la protección de las zonas carnosas del juanete.

| CÓDIGO | TALLA | UDS. |
|--------|-------|------|
| 180099 | Única | 1 |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

TALLA ÚNICA 8 470001 800992




Ref. G910 PROTECTOR DE TALON DE GEL

Protector de talón fabricado con un gel adherente transparente muy suave, casi invisible una vez que se coloca en el zapato. Asegura un confort total absorbiendo las presiones y las rozaduras. El protector de talón está indicado para prevenir los riesgos de ampollas y callosidades causadas por las rozaduras debidas a un zapato mal adaptado.

| CÓDIGO | TALLA | UDS. |
|--------|-------|------|
| 180100 | Única | 2 |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

TALLA ÚNICA 8 470001 801005



Ref. G911 TALONERA DE SILICONA CONFORT

Talonera fabricada con dos tipos de silicona, una más densa que la otra para poder ejercer una función adecuada en cada parte del talón. Gracias a su bajo grosor es fácil de utilizar con todo tipo de calzado. Además, está recomendada para todos aquellos pacientes que busquen un confort máximo bajo el talón. Ideal también para aquellas personas que permanecen de pie la mayor parte del día. Este producto proporciona confort y relax.

| CÓDIGO | TALLA | Nº CALZ. | UDS. |
|--------|-------|----------|------|
| 180101 | S | 35-37 | 2 |
| 180102 | M | 38-40 | 2 |
| 180103 | L | 41-44 | 2 |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

TALLA S 8 470001 801012
TALLA M 8 470001 801029
TALLA L 8 470001 801036

Aunque las mujeres son hasta cuatro veces más propensas a tener problemas en los pies debido al uso de zapatos de tacón o con punta estrecha, existen muchas patologías en las que los productos de podología juegan un papel determinante.



**USOS DEL GEL FRÍO
(CRIOTERAPIA)**

Indicado para lesiones deportivas:

- Desgarros musculares, esguinces y cualquier lesión que curse con inflamación
- Reducción de edemas y hematomas
- Ayuda a calmar el dolor de cabeza

**USOS DEL GEL CALIENTE
(TERMOTERAPIA)**

Indicado para prevención y rehabilitación de lesiones musculares, tendinosas y ligamentosas:

- Reumatismos, lumbago, contracturas musculares o rigidez en el cuello
- Dolores menstruales y de estómago



**Ref. H01
BOLSA GRANDE**

| CÓDIGO | DIMENSIONES |
|---------------|-------------|
| 175211 | 28 x 29 cm. |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€



**Ref. H05
BOLSA PELOTA**

| CÓDIGO | DIMENSIONES |
|---------------|-------------|
| 181631 | 12 Ø cm. |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€



**Ref. H03
BOLSA PEQUEÑA**

| CÓDIGO | DIMENSIONES |
|---------------|-------------|
| 181629 | 15 x 15 cm. |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€



**Ref. H04
BOLSA OSITO**

| CÓDIGO | DIMENSIONES |
|---------------|---------------|
| 181630 | 13 x 13,5 cm. |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h.
Portes 4.30€





Ref. 736F VENDAGOM FUERTE

Venda elástica de compresión fuerte, **plana por ambos lados**, no deja marcas. No pierde elasticidad con el lavado.

Color crudo.

Composición: Algodón 87%, Elastano 13%



S.N.S. *Financiado por la Seguridad Social*

| CÓDIGO | TALLA | MEDIDAS |
|--------|-------|--------------|
| 452896 | 1 | 5 m x 5 cm |
| 454314 | 2 | 5 m x 7 cm |
| 452904 | 3 | 5 m x 10 cm |
| 168559 | ● 4 | 7 m x 10 cm |
| 452912 | 5 | 10 m x 10 cm |

• Medida no financiada por la Seguridad Social

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

TALLA 1



TALLA 2



TALLA 3



TALLA 4



TALLA 5



Ref. 736N VENDAGOM NORMAL

Venda elástica de compresión normal, **plana por ambos lados**, compresión suave, no deja marcas. No pierde elasticidad con el lavado.

Color crudo con ribetes rojos.

Composición: Algodón 90%, Elastano 10%



S.N.S. *Financiado por la Seguridad Social*

| CÓDIGO | TALLA | MEDIDAS |
|--------|-------|--------------|
| 452110 | 1 | 5 m x 5 cm |
| 454306 | 2 | 5 m x 7 cm |
| 452128 | 3 | 5 m x 10 cm |
| 168542 | ● 4 | 7 m x 10 cm |
| 452136 | 5 | 10 m x 10 cm |

• Medida no financiada por la Seguridad Social

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

TALLA 1



TALLA 2



TALLA 3



TALLA 4



TALLA 5



Ref. 726F VENDAGOM FUERTE SERIE 2000

Venda elástica de compresión fuerte de **gran elasticidad**. No pierde elasticidad con el lavado.

Color carne.

Composición: Algodón 85%, Elastano 15%

serie 2000

| CÓDIGO | TALLA | MEDIDAS |
|--------|-------|--------------|
| 168617 | 1 | 5 m x 5 cm |
| 168625 | 2 | 5 m x 7 cm |
| 168633 | 3 | 5 m x 10 cm |
| 168641 | 4 | 7 m x 10 cm |
| 168658 | 5 | 10 m x 10 cm |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

TALLA 1



TALLA 2



TALLA 3



TALLA 4



TALLA 5



Ref. 726N VENDAGOM NORMAL SERIE 2000

Venda elástica de compresión normal de **gran elasticidad**. No pierde elasticidad con el lavado.

Color carne.

Composición: Algodón 76%, Elastano 24%

serie 2000

| CÓDIGO | TALLA | MEDIDAS |
|--------|-------|--------------|
| 168567 | 1 | 5 m x 5 cm |
| 168575 | 2 | 5 m x 7 cm |
| 168583 | 3 | 5 m x 10 cm |
| 168591 | 4 | 7 m x 10 cm |
| 168609 | 5 | 10 m x 10 cm |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€

TALLA 1



TALLA 2



TALLA 3



TALLA 4



TALLA 5



Ref. 722 NEO-TUB

Vendaje tubular de algodón para aplicar debajo de escayolas. Caja con soporte. Longitud 15 metros.

Composición: Algodón 100%

NEO-TUB

TALLAS

| | |
|-----|------------------|
| Nº1 | Dedos pequeños |
| Nº2 | Dedos grandes |
| Nº3 | Brazos pequeños |
| Nº4 | Brazos grandes |
| Nº5 | Piernas pequeñas |
| Nº6 | Piernas grandes |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€



Ref. 900 SUJETAVENDAS

| CÓDIGO | UDS. |
|--------|---------------|
| 178267 | 24 Packs de 2 |

Pide a Medilast y recibe en 24/48h. Portes 4.30€



En determinados casos y dependiendo del grado de la enfermedad venosa, el paciente debe ser sometido a vendajes compresivos. El tipo y la intensidad de éstos ha de ser establecido por el médico especialista, que deberá enseñar al paciente la forma de colocación del mismo.

CALCETÍN FASCITIS PLANTAR



Ref. FFP-SC-U
FOLLETO FASCITIS PLANTAR
15 x 21 cm.

Ref. DFASCITIS-SC-U
DISPLAY CALCETÍN FASCITIS PLANTAR
45 x 30 cm.



Ref. VFASCITIS-SC-U
VINILO CALCETÍN FASCITIS PLANTAR
80 x 80 cm.



Ref. EXPOF6-SC-U
EXPOSITOR 6 UDS CALCETÍN FASCITIS PLANTAR
Alto abierto: 35,5 cm.
Ancho: 27,0 cm.
Profundidad: 8,0 cm.



Ref. EXPOF14-SC-U
EXPOSITOR 14 UDS CALCETÍN FASCITIS PLANTAR
Alto abierto: 35,5 cm.
Ancho: 27,0 cm.
Profundidad: 18,0 cm.

CALCETÍN DE VIAJE



Ref. DVIAJE-SC-U
DISPLAY CALCETÍN VIAJE
45 x 30 cm.



Ref. VVIAJE-SC-U
VINILO CALCETÍN VIAJE
75 x 75 cm.



Ref. EXPOV6-SC-U
EXPOSITOR 6 UDS CALCETÍN VIAJE
Alto abierto: 35,5 cm.
Ancho: 27,0 cm.
Profundidad: 8,0 cm.



Ref. EXPOV14
EXPOSITOR 14 UDS CALCETÍN VIAJE
Alto abierto: 35,5 cm.
Ancho: 27,0 cm.
Profundidad: 18,0 cm.

CALCETÍN PIERNAS CANSADAS



Ref. DCAL-SC-V
DISPLAY PIERNAS CANSADAS
45 x 30 cm.



Ref. VCAL-SC-V
VINILO PIERNAS CANSADAS
75 x 75 cm.



Ref. EXPOCAL6-SC-U
EXPOSITOR 6 UDS PIERNAS CANSADAS
Alto abierto: 35,5 cm.
Ancho: 27,0 cm.
Profundidad: 8,0 cm.



Ref. EXPOCAL14-SC-U
EXPOSITOR 14 UDS PIERNAS CANSADAS
Alto abierto: 35,5 cm.
Ancho: 27,0 cm.
Profundidad: 18,0 cm.

EMBARAZO



Ref. DEMB-SC-U
DISPLAY EMBARAZADA
45 x 30 cm.



Ref. VEMB-SC-U
VINILO EMBARAZADA
75 x 75 cm.



Ref. EXPOEMB6-SC-U
EXPOSITOR 6 UDS EMBARAZADA
Alto abierto: 35,5 cm.
Ancho: 27,0 cm.
Profundidad: 8,0 cm.



Ref. EXPOEMB14-SC-U
EXPOSITOR 14 UDS EMBARAZADA
Alto abierto: 35,5 cm.
Ancho: 27,0 cm.
Profundidad: 18,0 cm.

CALCETÍN ULTRA-ELÁSTICO



Ref. VU-SC-U
VINILO CALCETÍN ULTRA-ELÁSTICO
80 x 80 cm.

Ref. DU-SC-U
DISPLAY CALCETÍN ULTRA-ELÁSTICO
45 x 30 cm.



COMPRESIÓN PREVENTIVA



Ref. VCP-SC-U
VINILO COMPRESIÓN PREVENTIVA
80 x 80 cm.

Ref. DCP-SC-U
DISPLAY COMPRESIÓN PREVENTIVA
45 x 30 cm.



Ref. EXPOU6-SC-U
EXPOSITOR 6 UDS CALCETÍN ULTRA-ELÁSTICO
Alto abierto: 35,5 cm.
Ancho: 27,0 cm.
Profundidad: 8,0 cm.



Ref. EXPOU14-SC-U
EXPOSITOR 14 UDS CALCETÍN ULTRA-ELÁSTICO
Alto abierto: 35,5 cm.
Ancho: 27,0 cm.
Profundidad: 18,0 cm.



Ref. EXPOCP6-SC-U
EXPOSITOR 6 UDS COMPRESIÓN PREVENTIVA
Alto abierto: 35,5 cm.
Ancho: 27,0 cm.
Profundidad: 8,0 cm.



Ref. EXPOCP14-SC-U
EXPOSITOR 14 UDS COMPRESIÓN PREVENTIVA
Alto abierto: 35,5 cm.
Ancho: 27,0 cm.
Profundidad: 18,0 cm.

PANTY DE VERANO



Ref. VPV-SC-U
VINILO PANTY VERANO
160 x 160 cm.

Ref. DPV-SC-U
DISPLAY PANTY VERANO
45 x 30 cm.



Ref. EXP0PV6-SC-U
EXPOSITOR 6 UDS PANTY VERANO
Alto abierto: 35,5 cm.
Ancho: 27,0 cm.
Profundidad: 8,0 cm.



Ref. EXP0PV14-SC-U
EXPOSITOR 14 UDS PANTY VERANO
Alto abierto: 35,5 cm.
Ancho: 27,0 cm.
Profundidad: 18,0 cm.

PODOLOGÍA



Ref. G900-SC-U
EXPOSITOR PODOLOGÍA
Alto abierto: 53,5 cm.
Ancho: 27,5 cm.
Profundidad: 18,0 cm.
Surtido de 38/40 unidades

FÁCIL COLOCACIÓN



Ref. VFC-SC-U
VINILO FÁCIL COLOCACIÓN
 60 x 40 cm.



Ref. EXPOFC14-SC-U
EXPOSITOR 14 UDS FÁCIL COLOCACIÓN
 Alto abierto: 35,5 cm.
 Ancho: 27,0 cm.
 Profundidad: 18,0 cm.

POSSTER® BY MEDILAST



Ref. TZP-SC-U
FOLLETO POSSTER® BY MEDILAST
 21 x 30 cm.



Ref. VZP-SC-U
DISPLAY POSSTER® BY MEDILAST
 45 x 30 cm.

NUESTROS CONTENIDOS SON TAMBIÉN PARA TI.

¡APROVECHA LAS PUBLICACIONES DE NUESTROS PERFILES DE INSTAGRAM Y DE FACEBOOK PARA DAR A CONOCER LAS VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS MEDILAST!

TAMBIÉN ENCONTRARÁS CONSEJOS SALUDABLES, VIDEOS Y CURIOSIDADES QUE PUEDEN RESULTAR DE INTERÉS PARA TUS SEGUIDOR@S.

ESTAREMOS ENCANTADOS DE QUE LO COMPARTAS EN EL PERFIL DE TU FARMACIA O PARAFARMACIA.

¡SÍGUENOS Y COMPARTE!



Instagram:
 @medilast_es



Facebook:
 facebook.com/MedilastFarma/

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES MEDILAST

DEVOLUCIONES DE LA FARMACIA/ORTOPEDIA A MEDILAST

MOTIVO 1.- CAMBIOS DE TALLA, COLOR

Se considera cambio cuando un cliente quiere cambiar un producto por el mismo producto variando color o talla. En los casos que el cliente quiera hacer un cambio de talla también se podrá realizar.

Se aceptarán devoluciones de productos de Medilast como máximo un mes después de la fecha de la compra.

1. Para identificar el producto y la fecha de la compra, la farmacia deberá adjuntar el tiquet de compra del cliente y el lote de la etiqueta del producto. No se devolverán productos que no se presenten con el envoltorio original y sin estrenar.

2. Pasos a seguir por la farmacia.

1. La farmacia deberá ponerse en contacto con el departamento comercial (pili@medilast.com), explicando el motivo y el producto por el cual quiere realizar este cambio. En este email deberá también detallar el producto por el que se quiere hacer un reemplazo.

2. Una vez aceptada la devolución, la farmacia deberá enviar el género que quiere cambiar asumiendo los portes.

3. Una vez hayamos recibido el género se procederá al envío del producto solicitado.

MOTIVO 2.- INCIDENCIAS DE UN PRODUCTO

Se entiende como incidencia cuando se trata de un producto defectuoso de fabricación: rotura de la prenda, tejido en mal estado, incidencias en la blonda, que el producto no se corresponda a la prenda solicitada, o cualquier otro defecto de fabricación.

1. Pasos a seguir por la farmacia.

1. La farmacia/ortopedia deberá hacer una foto dónde se vea el defecto y enviar por correo la foto, los datos del cliente (nombre), referencia, talla, color y tipo de defecto por correo electrónico a calidad@medilast.com, con copia a mfranco@textil-elastico.com

2. En caso de que en la foto no se aprecie la incidencia, el departamento de calidad solicitará que se envíe el producto a nuestras instalaciones.

2. Al cliente se le va a enviar el producto que esté defectuoso sin cargo. Si Medilast lo considera, se pondrá en contacto con el cliente para explicarle los motivos/causas de la incidencia.

El nuevo producto se enviará directamente a la persona que ha hecho la reclamación.

MOTIVO 3: DEVOLUCIÓN DE GÉNERO ANTIGUO

En caso de que la farmacia quiera devolver género antiguo deberá ponerse en contacto con su delegado y especificar detalladamente los artículos y el motivo por el cual devuelve el género.

IMPORTANTE: Para aceptar una devolución, el cliente tiene que pasar un pedido del doble del importe neto a devolver (una vez aplicados los descuentos). No se aceptará género anterior a los dos últimos años del año en curso (los dos primeros dígitos del lote indican el año de fabricación)

Una vez aceptada la devolución, la farmacia deberá enviar a la fábrica de Medilast los artículos que quiere devolver.

Una vez Medilast haya recibido la mercancía, se revisará y realizará el abono en caso de que corresponda, mediante transferencia.

Para todas las devoluciones se realizará un 20% de descuento sobre precio tarifa.



PEDIDO EXPRESS

TODAS las referencias de este vademécum se pueden solicitar directamente a Medilast y las recibirá en **24/48 horas**. Portes 4.30€ a partir de 1 unidad.

NOVEDAD

EL CALZADO PROFESIONAL QUE REDUCE TU CANSANCIO Y PREVIENE LESIONES

ABSORBE UN
42%
DE LA ENERGÍA
QUE SE PRODUCE
AL CAMINAR

REDUCE EN UN
12,6%
EL DESGASTE
ARTICULAR Y
MUSCULAR

-16%
DE VIBRACIÓN
ARTICULAR

Más información en la página 36


POSSTER
by **medilast**

Cuello acolchado:
Contra golpes y torceduras

Trasera:
Refuerzo técnico
muy ligero



Plantilla anti-bacterias:
Diseño ergonómico acorde
a la distribución de las presiones
plantares



Tecnología "Gold Fortia":
Disminuye el consumo
energético muscular y articular

Suela tri-densidad:
Planta de TPU Compacto
y entreplanta de PU expandido

medilast[®]

TEXTIL ELÁSTICO, S.L.U.
Paseo de la Castellana 18, 7º - 28046 Madrid - SPAIN
Tel.: (+34) 659 89 28 43 - ventas@medilast.com

www.medilast.com

f MedilastFarma

🐦 @MedilastFarma

📺 @MedilastTV

CONTACTO DEL DELEGADO COMERCIAL:

TELÉFONO:

E-MAIL:

VERSIÓN:

NOTAS:

.....

.....